

Kaninchen-Anti-Maus-Cd4-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P06332

Artikelnummer: CM0009740

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-Maus-CD4-Antikörper für die Durchflusszytometrie. Für Mausproben validiert. Ideal zur Identifizierung von T-Helferzellen und für Untersuchungen der Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD4-mAb
Bezeichnungen/Alias	L3T4; Ly-4
Art	Maus
GeneID (Mensch)	920
GeneID (Maus)	12504
Immunogen	Rekombinantes Protein / rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 27-394 des Maus-CD4 entspricht (NP_038516.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06332
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Kühlakku