

Abflo 488 Kaninchen Anti-Maus Cd4 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P06332

Artikelnummer: CM0005612

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD4, konjugiert mit ABflo 488, speziell entwickelt für die Durchflusszytometrie. Erkennt Maus CD4 (51 kDa), einen Marker für T-Helferzellen. Geeignet für immunologische Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Mouse CD4 mAb
Bemerkungen/Alias	L3T4; Ly-4
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	920
Gen-ID (Maus)	12504
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-394 von Maus CD4 (NP_038516.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06332
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel