

Kaninchen Anti-Maus Cd40 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P27512

Artikelnummer: CM0006179

Einführung

-konjugierter Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen Maus-CD40 für die Durchflusszytometrie. CD40 ist ein Rezeptor für CD40LG und an der Aktivierung von B-Zellen und Makrophagen beteiligt. Für Mausproben validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD40 mAb
Bemerkungen/Alias	IGM; p50; Bp50; GP39; IMD3; TRAP; HIGM1; T-BAM; Tnfrsf5
Spezies	Maus
GeneID (Human)	958
GeneID	21939
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-189 von Maus-CD40 (NP_035741.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P27512
Protein-Gewicht	32kDa
Versand	Eistüte