

Kaninchen-Anti-Maus-CD40-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P27512

Artikelnummer: CM0011792

Einführung

-konjugierter Kaninchen-anti-Maus-CD40-monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Ziel ist CD40 der Maus (UniProt P27512), ein Mitglied der TNF-Rezeptor-Superfamilie, das an der Aktivierung von B-Zellen und Makrophagen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD40-mAk
Bemerkungen/Alias	IGM; p50; Bp50; GP39; IMD3; TRAP; HIGM1; T-BAM; Tnfrsf5
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	958
Gen-ID	21939
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-189 von CD40 der Maus (NP_035741.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P27512
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Kühlpack