

Kaninchen Anti-Maus Cd44 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P15379

Artikelnummer: CM0012292



Einführung

Mit konjugierter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD44 (Ly-24/Pgp-1). Entwickelt für die Durchflusszytometrie, erkennt natives Maus-CD44-Antigen. CD44 spielt eine entscheidende Rolle bei der Zelladhäsion, der Lymphozyten-Homing und der Tumor-Metastasierung. Ideal für die Immunologie- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD44 mAb
Bemerkungen/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Spezies	Maus
GeneID (Human)	960
GeneID	12505
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-176 von Maus-CD44 (NP_033981.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P15379
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel