

Kaninchen Anti-Maus Cd44 Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P15379

Artikelnummer: CM0011806



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD44-Antigen, validiert für die Durchflusszytometrie. Ziel ist der Hyaluronat-Rezeptor, der an der Lymphozyten-Homing, Zelladhäsion und Migration beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD44 mAb
Bemerkungen/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	960
Gen-ID (Maus)	12505
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-176 von Maus-CD44 (NP_033981.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P15379
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel