

Kaninchen Anti-Maus Cd44 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - P15379

Artikelnummer: CM0008848



Einführung

-konjugierter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen Maus-CD44 (Ly-24/Pgp-1/HERMES), validiert für Immunfluoreszenz (IF/ICC) und Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für die Untersuchung von Zelladhäsion, Migration und Lymphozyten-Homing in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD44 mAb
Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	960
Gen-ID	12505
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-176 von Maus-CD44 (NP_033981.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P15379
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eistasche