

Kaninchen Anti-Maus Cd45 Mak - P06800

Artikelnummer: CM0008979

Einführung

Kaninchen anti-Maus CD45 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für Maus-CD45, validiert für FC, mit Molekulargewichten von 130/140/144 kDa. Ideal für die Identifizierung und Erforschung von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD45 mAk
Anmerkungen/Aliase	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	5788
GenID (Maus)	19264
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-566 von Maus-CD45 (NP_001104786.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800
Proteingewicht	130 kDa / 140 kDa / 144 kDa
Versand	Eisbeutel