

Kaninchen-Anti-Maus-Cd45-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P06800

Artikelnummer: CM0012038

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD45 (gemeinsames Leukozytenantigen). Für die Durchflusszytometrie entwickelt und spezifisch mit Mausproben reagierend. Ideal für die Charakterisierung von Immunzellen und die Erforschung der T-Zell-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD45-mAb
Bemerkungen/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Art	Maus
GeneID (Mensch)	5788
GeneID	19264
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 26-566 des Maus-CD45 (NP_001104786.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800
Proteingewicht	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Versand	Kühlakku