

Kaninchen-Anti-Maus-Cd45-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P06800

Artikelnummer: CM0011125

Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD45, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt Isoformen mit einer Größe von 130 bis 144 kDa. Ideal für die Profilierung von Immunzellen und die Erforschung der Tyrosinphosphatase-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD45-mAb
Anmerkungen/Alias	Ioc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	5788
Gen-ID	19264
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 26-566 von Maus-CD45 entspricht (NP_001104786.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800
Proteingewicht	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Versand	Kühlakku