

Kaninchen Anti-Maus Cd45 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc Und Fc - P06800

Artikelnummer: CM0008735

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD45 (PTPRC), validiert für Immunfluoreszenz (IF/ICC) und Durchflusszytometrie (FC). Erkennt das Leukozyten-Common-Antigen (L-CA) in Mausproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD45 mAb
Bemerkungen/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Spezies	Maus
GeneID (Human)	5788
GeneID	19264
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-566 von Maus-CD45 (NP_001104786.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800
Proteingewicht	130kDa/140kDa/144kDa
Versand	Eisbeutel