

Kaninchen-Anti-Maus-Cd45-Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - P06800

Artikelnummer: CM0008853

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen CD45 (PTPRC) der Maus. Validiert für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie. Ideal zur Identifizierung von Leukozyten und für Untersuchungen zur T-Zell-Aktivierung in Mausproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD45-mAb
Bemerkungen/Alias	Ioc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	5788
Gen-ID	19264
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 26-566 der Maus-CD45 (NP_001104786.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800
Proteingewicht	144 kDa
Versand	Kühlakku