

Kaninchen Anti-Maus Cd45.1 Mak - P06800

Artikelnummer: CM0005600

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD45.1 (P06800). Validiert für die Durchflusszytometrie ermöglicht dieser Antikörper die empfindliche Detektion von Leukozytenpopulationen in Mausmodellen. Ideal für Immunphänotypisierung und T-Zell-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD45.1 mAk
Bemerkungen/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	5788
Gen-ID	19264
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 311-410 von Maus-CD45.1 (NP_001104786.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800
Proteinmasse	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Versand	Eisbeutel