

Kaninchen-Anti-Maus-Cd45.1-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Fc) - P06800

Artikelnummer: CM0007728

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD45.1, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die Immunphänotypisierung, Studien zur T-Zell-Aktivierung und die Unterscheidung von CD45-Allotypen in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD45.1-mAb
Bemerkungen/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Art	Maus
GeneID (Mensch)	5788
GeneID	19264
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800
Proteingewicht	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Versand	Kühlakku