

Kaninchen-Anti-Maus Cd45.1 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P06800

Artikelnummer: CM0011834

Einführung

Hochwertiger -konjugierter Kaninchen-anti-Maus CD45.1 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie, der auf das Leukozyten gemeinsame Antigen abzielt. In Mausproben validiert, geeignet für Immunphänotypisierung und T-Zell-Aktivierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus CD45.1 mAb
Bemerkungen/Alias	loc, B220, Cd45, L-CA, Ly-5, T200, CD45R, Lyt-4
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	5788
Gen-ID	19264
Immunogen	Synthetisches Peptid, Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 311-410 von Maus CD45.1 (NP_001104786.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800
Proteingewicht	130kDa/140kDa/144kDa
Versand	Eisbeutel