

Kaninchen Anti-Maus Cd47 Mab Für Fc - Q61735

Artikelnummer: CM0005370

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD47 (IAP) für die Durchflusszytometrie. Deckt die extrazelluläre Domäne ab (AS 19-135); geeignet für Immunologie-, Stammzell- und Entzündungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD47 mAb
Anmerkungen/Alias	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Spezies	Maus
GeneID (human)	961
GeneID	16423
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-135 von Maus-CD47 (NP_034711.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61735
Proteingewicht	33KDa/35KDa
Versand	Eisbeutel