

Kaninchen Anti-Maus Cd47 Mak Für Durchflusszytometrie - Q61735

Artikelnummer: CM0009440

Einführung

Hochspezifischer, mit konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD47 (IAP). Rekombinantes Immunogen (aa 19-135). Reagiert spezifisch mit Maus CD47. Entwickelt für die Durchflusszytometrie (FC) in der Immunologie und der Immuno-Onkologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD47 mAk
Bemerkungen/Alias	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	961
GenID	16423
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-135 von Maus CD47 (NP_034711.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61735
Proteingewicht	33KDa/35KDa
Versand	Eisbeutel