

Kaninchen-Anti-Maus-Cd47-Mak Für Die Durchflusszytometrie - Q61735

Artikelnummer: CM0008483

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD47 (IAP) für die Durchflusszytometrie. Erkennt die extrazelluläre Domäne (AS 19–135). Ideal für Untersuchungen des Immunsystems und der Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD47-mAk
Bemerkungen/Alias	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	961
Gen-ID	16423
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 19–135 von Maus-CD47 (NP_034711.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61735
Proteingewicht	33 kDa/35 kDa
Versand	Kühlakku