

Kaninchen Anti-Maus Cd48 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P18181

Artikelnummer: CM0008000



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD48 (SLAMF2/BCM1) für die Durchflusszytometrie. Validierte Reaktivität für Maus; Zielproteingewicht 27kDa. Geeignet für T-Zell- und NK-Zell-Immunologiestudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD48 mAb
Bemerkungen/Alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Spezies	Maus
GeneID (Human)	962
GeneID	12506
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-216 von Maus CD48 (NP_031675.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P18181
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel