

Kaninchen Anti-Maus Cd48 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P18181

Artikelnummer: CM0009563



Einführung

Kaninchen monoklonaler anti-Maus CD48 Antikörper für Durchflusszytometrie (FC). Reagiert mit Maus-CD48, einem GPI-verankerten SLAM-Familienrezeptor, der die T-Zell- und NK-Zell-Signalgebung reguliert. Ideal für Immunphänotypisierung und Studien zur Funktion von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD48 mAb
Bemerkungen/Alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	962
Gen-ID	12506
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-216 von Maus-CD48 (NP_031675.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P18181
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel