

Kaninchen-Anti-Maus Cd48 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P18181

Artikelnummer: CM0010765



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD48 (SLAMF2) für die Durchflusszytometrie. Validiert für den Nachweis von CD48 auf Immunzellen der Maus; unterstützt die Forschung zur T-Zell- und NK-Zell-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Mouse CD48 mAb
Bemerkungen/Alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	962
GenID	12506
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-216 von Maus-CD48 (NP_031675.1) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P18181
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel