

Kaninchen-Anti-Maus-Cd48-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P18181

Artikelnummer: CM0011891



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen CD48 (SLAMF2) der Maus, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung der Aktivierung und Signalübertragung von Immunzellen in T- und NK-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD48-mAk
Bemerkungen/Alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Art	Maus
GeneID (Mensch)	962
GeneID	12506
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 23-216 des CD48 der Maus (NP_031675.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P18181
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Kühlakku