

Kaninchen Anti-Maus Cd48 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P18181

Artikelnummer: CM0007875



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen Maus CD48 für die Durchflusszytometrie (FC) gerichtet ist. Immunogen: rekombinante extrazelluläre Domäne von Maus CD48 (AS 23-216). CD48 ist ein GPI-verankerter Rezeptor der SLAM-Familie, der die Immunzellaktivierung und die Zytotoxizität von NK-Zellen vermittelt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Mouse CD48 mAb
Bemerkungen/Alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	962
Gen-ID	12506
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-216 von Maus CD48 entspricht (NP_031675.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P18181
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel