

Kaninchen Anti-Maus Cd48 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P18181

Artikelnummer: CM0005034



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD48 (SLAMF2). Validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Ideal für immunologische Forschungen im Zusammenhang mit T-Zell- und NK-Zell-Aktivierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD48 mAb
Bemerkungen/Alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Spezies	Maus
GeneID (human)	962
GeneID	12506
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-216 von Maus-CD48 (NP_031675.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P18181
Protein-Gewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel