

Kaninchen Anti-Maus Cd5 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P13379

Artikelnummer: CM0009190

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen Maus-CD5 (Ly-1) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie, erkennt einen 54 kDa T-Zell- und B1a-Zell-Marker. Geeignet für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD5 mAk
Bemerkungen/Alias	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	921
GenID	12507
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-371 von Maus-CD5 (NP_031676.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P13379
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel