

Kaninchen Anti-Maus Cd5 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P13379

Artikelnummer: CM0009104

Einführung

Kaninchen anti-Maus CD5 monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie (FC) an Mausproben. Zielt auf T-Zell-Oberflächenglykoprotein CD5 (Ly-1). Ideal für immunologische Forschung zur T/B-Zell-Signalisierung und Homöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD5 mAk
Bemerkungen/Alias	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	921
GenID	12507
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 25-371 von Maus-CD5 (NP_031676.3) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P13379
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel