

Kaninchen-Anti-Maus-Cd50/Icam-3-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q60625

Artikelnummer: CM0009212

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD50/ICAM-3 (ICAM-5/Telencephalin) für Anwendungen in der Durchflusszytometrie. Dieser in der Maus validierte Antikörper mit einem Molekulargewicht von 97 kDa ermöglicht den direkten Nachweis des interzellulären Adhäsionsmoleküls 5.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD50/ICAM-3-mAb
Bezeichnungen/Alias	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	7087
Gen-ID	15898
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 32-227 des Maus-CD50/ICAM-3 (NP_032345.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q60625
Proteingewicht	97 kDa
Versand	Kühlakku