

Kaninchen-Anti-Maus-Cd56/Ncam-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P13595

Artikelnummer: CM0009630



Einführung

Dieser mit konjugierte monoklonale Kaninchenantikörper erkennt spezifisch das murine CD56/NCAM und ist damit ein ideales Hilfsmittel für die durchflusszytometrische Analyse der Expression des neuronalen Zelladhäsionsmoleküls. Er erkennt mehrere Isoformen mit Molekulargewichten von 67, 80, 93 und 119 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD56/NCAM-mAb
Bemerkungen/Alias	CD56; Ncam; E-NCAM; NCAM-1
Art	Maus
GeneID (Mensch)	4684
GeneID	17967
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-711 des murinen CD56 (NP_001106675.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P13595
Proteingewicht	67 kDa/80 kDa/93 kDa/119 kDa
Versand	Icebag