

Kaninchen Anti-Maus Cd59A Monoklonaler Antikörper Für Fc - O55186

Artikelnummer: CM0011951

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen Maus-CD59a gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Erkennt einen 14 kDa GPI-verankerten MAC-Inhibitor; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Komplementforschung und die Entwicklung von diagnostischen Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD59a mAk
Bemerkungen/Alias	Cd59; MACIF; MAC-IP
Spezies	Maus
GenID	12509 (Maus)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-96 von Maus-CD59a (NP_031678.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O55186
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel