

## Kaninchen-Anti-Maus-Cd6-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q61003

Artikelnummer: CM0011111

### Einführung

ABflo-647-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-Maus-CD6-Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie (FC) in Mausproben. Er erkennt das T-Zell-Differenzierungsantigen CD6, das an der T-Zell-Aktivierung und der Immunantwort beteiligt ist. Geeignet für die immunologische Grundlagenforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen-anti-Maus-CD6-mAb                                                                                                                                               |
| Anmerkungen/Alias | Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus |
| Art               | Maus                                                                                                                                                                      |
| GeneID (Mensch)   | 923                                                                                                                                                                       |
| GeneID            | 12511                                                                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz umfasst, die den Aminosäuren 20-155 von Maus-CD6 entspricht (NP_033982.3)                                                  |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                                 |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                                                    |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                                                                      |
| SWISS             | Q61003                                                                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 64 kDa/68 kDa/72 kDa                                                                                                                                                      |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                                                                  |