

Kaninchen Anti-Maus Cd6 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q61003

Artikelnummer: CM0009984

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD6 für die Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen (AA 20-155). Geeignet für die Untersuchung von T-Zell-Kostimulation, Reifung immunologischer Synapsen und bakterielle Mustererkennung. - Q61003

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD6 mAk
Anmerkungen/Alias	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Wirbeltiere; Euteleostomi; Säugetiere; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	923
GeneID	12511
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-155 von Maus-CD6 (NP_033982.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61003
Proteinmasse	64kDa/68kDa/72kDa
Versand	Eispackung