

Kaninchen Anti-Maus Cd62L Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P18337

Artikelnummer: CM0012303

Einführung

Rekombinanter kaninchener monoklonaler Antikörper gegen Maus CD62L (L-Selektin), konjugiert an . Validiert für Durchflusszytometrie, geeignet zur Untersuchung der Leukozytenadhäsion und Lymphozyten-Homing.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD62L mAk
Bemerkungen/Alias	Lnhr; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-Selektin
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	6402
Gen-ID	20343
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 39-332 von Maus CD62L (NP_035476.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P18337
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel