

## Kaninchen Anti-Maus Cd62L Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P18337

Artikelnummer: CM0008867

### Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD62L (L-Selectin), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für Studien zum Lymphozyten-Homing, zur Leukozytenadhäsion und zum Trafficking von Immunzellen. Rekombinantes Immunogen; erkennt Maus-CD62L; Zielprotein 42 kDa.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen Anti-Maus CD62L mAk                                                 |
| Anmerkungen/Alias | Lnhr; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-Selectin |
| Spezies           | Maus                                                                          |
| GenID (Mensch)    | 6402                                                                          |
| GenID             | 20343                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein                                                         |
| Quelle            | Kaninchen                                                                     |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                        |
| Anwendung         | FC (Durchflusszytometrie)                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                          |
| SWISS             | P18337                                                                        |
| Proteingewicht    | 42 kDa                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                     |