

Kaninchen Anti-Maus Cd66A/Ceacam1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P31809

Artikelnummer: CM0004730



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD66a/CEACAM1, validiert für die Durchflusszytometrie. Unterstützt Immunphänotypisierung, Immun-Checkpoint- und Wirt-Pathogen-Interaktionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD66a/CEACAM1 mAk
Bemerkungen/Alias	Bgp, Cc1, Hv2, Bgp1, Cea1, Cea7, Hv-2, MHVR, bb-1, C-CAM, CD66a, Cea-1, Cea-7, MHVR1, Mhv-1, mCEA1, mmCGM1, mmCGM2, mmCGM1a
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	634
GenID	26365
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 35-428 von Maus CD66a/CEACAM1a (NP_001034274.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P31809
Proteingewicht	57kDa/50kDa/37kDa/30kDa
Versand	Eisbeutel