

Kaninchen Anti-Maus Cd66A/Ceacam1 Monoklonaler Antikörper (Abflo 647) Für Die Durchflusszytometrie - P31809

Artikelnummer: CM0010699



Einführung

Monoklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen Maus CD66a/CEACAM1, direkt an ABflo 647 konjugiert. Validiert für die Durchflusszytometrie in Mausproben. Zielgerichtet auf einen Immun-Checkpoint und viralen Rezeptor, ideal für die Immunologie- und Infektionskrankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD66a/CEACAM1 mAb
Bemerkungen/Alias	Bgp, Cc1, Hv2, Bgp1, Cea1, Cea7, Hv-2, MHVR, bb-1, C-CAM, CD66a, Cea-1, Cea-7, MHVR1, Mhv-1, mCEA1, mmCGM1, mmCGM2, mmCGM1a
Spezies	Maus
GeneID (Human)	634
GeneID (Mouse)	26365
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-428 von Maus CD66a/CEACAM1a (NP_001034274.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P31809
Proteingewicht	57kDa/50kDa/37kDa/30kDa
Versand	Eistüte