

Kaninchen Anti-Maus Cd68 Mak Für If/Icc Und Fz - P31996

Artikelnummer: CM0012365

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-CD68 (Makrosialin) gerichtet ist, für Anwendungen in IF/ICC und FZ. Erkennt ein lysosomales/endosomales Membranprotein, das in Makrophagen und dendritischen Zellen exprimiert wird. - P31996.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD68 mAk
Bemerkungen/Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	968
GenID	12514
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-291 von Maus-CD68 (NP_001277987.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FZ
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P31996
Proteingewicht	34KDa
Versand	Eisbeutel