

Kaninchen-Anti-Maus-Cd68-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P31996

Artikelnummer: CM0012623

Einführung

Kaninchen-Anti-Maus-CD68-monoklonaler Antikörper, validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie in Mausproben. Richtet sich gegen den Makrophagenmarker CD68 (P31996). Ideal für die Immunologie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-Anti-Maus-CD68-mAb
Bemerkungen/Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Art	Maus
GenID (Mensch)	968
GenID (Maus)	12514
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 21-291 des Maus-CD68 entspricht (NP_001277987.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P31996
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel