

Kaninchen Anti-Maus Cd68 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - P31996

Artikelnummer: CM0011734

Einführung

Hochspezifischer -konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus Macrosialin (CD68) für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie. Dieser farbstoffmarkierte Antikörper ermöglicht die zuverlässige Detektion der CD68-Expression in Makrophagen und dendritischen Zellen und unterstützt immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Maus CD68 mAk
Bemerkungen/Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	968
Gen-ID	12514
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-291 der Maus CD68 (NP_001277987.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P31996
Proteingewicht	33 kDa/34 kDa
Versand	Eisbeutel