

Kaninchen Anti-Maus Cd68 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - P31996

Artikelnummer: CM0004327

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD68 (Makrosialin, Lamp4) für IF/ICC und Durchflusszytometrie. Entwickelt für den Nachweis von Maus-Makrophagen. Validiert für Forschungs- und Diagnostikanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD68 mAb
Bemerkungen/Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	968
GenID	12514
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-291 von Maus-CD68 (NP_001277987.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P31996
Proteingewicht	33KDa/34KDa
Versand	Eisbeutel