

Kaninchen Anti-Maus Cd68 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P31996

Artikelnummer: CM0012121

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD68 (Makrosialin, Lamp4, gp110). Validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Reagiert mit Maus. Ideal zur Untersuchung der phagozytischen Aktivitäten von Makrophagen und dendritischen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD68 mAb
Bemerkungen/Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Spezies	Maus
GeneID (Human)	968
GeneID	12514
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-291 von Maus-CD68 (NP_001277987.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P31996
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eistasche