

Kaninchen Anti-Maus Cd69 Mak Für Fc - P37217

Artikelnummer: CM0004011

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD69, geeignet für Durchflusszytometrie (FC). Validiert für Maus-Reaktivität; ideal zur Untersuchung der frühen T-Zell-Aktivierung und der Homöostase von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD69 mAk
Bemerkungen/Alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	969
GenID	12515
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 64-199 von Maus-CD69 (NP_001028294.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P37217
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel