

Kaninchen Anti-Maus Cd69 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P37217

Artikelnummer: CM0010542

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-CD69 (AIM/VEA) gerichtet ist, für Anwendungen in der Durchflusszytometrie. Reagiert mit Maus-Proben. Ideal für Studien zur T-Zell-Aktivierung und zum Homöostase von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD69 mAk
Bemerkungen/Alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	969
GenID	12515
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P37217
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel