

Kaninchen Anti-Maus Cd69 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P37217

Artikelnummer: CM0004753

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD69 (AIM/VEA), validiert für Durchflusszytometrie. Erkennt frühes Aktivierungsantigen auf T-Zellen, NK-Zellen und anderen Immunzell-Subsets, geeignet für Immunonkologie- und Entzündungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD69 mAb
Bemerkungen/Alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Spezies	Maus
GeneID (Human)	969
GeneID	12515
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 64-199 von Maus CD69 (NP_001028294.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P37217
Protein-Gewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel