

Kaninchen Anti-Maus Cd71 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q62351

Artikelnummer: CM0012774

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen Maus-CD71 (Transferrinrezeptor 1) gerichtet ist. Validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für Forschung zu Eisenstoffwechsel, Zellproliferation und Transferrinrezeptor-Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Mouse CD71 mAb
Bemerkungen/Aliase	TR, TFR, p90, CD71, TFR1, Trfr, Mtvr1, 2610028K12Rik, E430033M20Rik
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	7037
GeneID	22042
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 89-763 von Maus-CD71 (NP_035768.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q62351
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Eisbeutel