


Kaniner Anti-Maus Cd72 Mab Für Fc - P21855

Artikelnummer: CM0012679



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD72 (Lyb-2/Ly-32), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung von B-Zell-Rezeptor-Co-Rezeptor-Funktionen, der Homöostase regulatorischer T-/B-Zellen und der B-Zell-Differenzierung in der Mauseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaniner anti-Maus CD72 mAb
Anmerkungen/Alias	CD72c; Ly-19; Ly-32; Lyb-2; Ly-m19
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	971
GeneID	12517
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 226-354 von Maus-CD72 entspricht (NP_031680.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P21855
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel