


Kaninchen Anti-Maus Cd72 Mak - P21855

Artikelnummer: CM0004116



Einführung

Kaninchen anti-Maus CD72 mAk für Durchflusszytometrie. Erkennt Maus-CD72 (Lyb-2, Ly-32), ein B-Zell-Differenzierungsantigen und BCR-Korezeptor. Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen, ideal für die B-Zell-Immunphäotypisierung in Forschungsumgebungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD72 mAk
Bemerkungen/Alias	CD72c; Ly-19; Ly-32; Lyb-2; Ly-m19
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	971
GenID	12517
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P21855
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel