


Kaninchen Anti-Maus Cd72 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P21855

Artikelnummer: CM0011174



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-CD72 gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Validiert für Kreuzreaktivität mit Maus, Molekulargewicht 40 kDa, geeignet für Studien zu B-Zell-Korezeptoren und B-Zell-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD72 mAk
Bemerkungen/Alias	CD72c; Ly-19; Ly-32; Lyb-2; Ly-m19
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	971
GenID	12517
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 226-354 von Maus-CD72 (NP_031680.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P21855
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel