

Kaninchen Anti-Maus Cd79B Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P15530

Artikelnummer: CM0009453



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD79b (B29/Ig-beta), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für Studien zur B-Zell-Rezeptor-Signalgebung und Immunphänotypisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD79b mAb
Bemerkungen/Alias	B29; Igb; Igbeta; Ig-beta
Spezies	Maus
GeneID (Human)	974
GeneID	15985
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-158 von Maus-CD79b (NP_032365.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P15530
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel