

Kaninchen Anti-Maus Cd80 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q00609

Artikelnummer: CM0009216



Einführung

Kaninchen anti-Maus CD80 monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt Maus CD80 (B7-1), ein kostimulatorisches Molekül auf aktivierten B-Zellen und Monozyten. Geeignet für die T-Zell-Aktivierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD80 mAb
Bemerkungen/Alias	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
Spezies	Maus
GeneID (human)	941
GeneID	12519
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz entsprechend den Aminosäuren 38-245 von Maus CD80 (NP_033985.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q00609
Protein-Gewicht	34kDa/24kDa
Versand	Eistasche