

## Kaninchen Anti-Maus Cd80 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q00609

Artikelnummer: CM0009896



### Einführung

Der Kaninchen anti-Maus CD80 monoklonale Antikörper (FC) richtet sich gegen Maus-CD80/B7-1, ein Schlüssel-Kostimulationsmolekül bei der T-Zell-Aktivierung. Das rekombinante Immunogen sorgt für Spezifität. Ideal für die Analyse von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Maus CD80 mAk                                                                                                                     |
| Bemerkungen/Alias | B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17                                                                                                             |
| Spezies           | Maus                                                                                                                                             |
| GenID (Mensch)    | 941                                                                                                                                              |
| GenID             | 12519                                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 38-245 von Maus-CD80 (NP_033985.3) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                        |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                           |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                                             |
| SWISS             | Q00609                                                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 34kDa                                                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                        |